



دستگاه الکترو کاردیوگراف **E36** با ویژگی های:

- ✓ نمایشگر LCD ۵/۳ اینچ
- ✓ نمایش و چاپ ۳ و ۶ کانال همزمان
- ✓ دارای تفسیر کوتاه برای روش اتوماتیک
- ✓ چاپگر حرارتی با کیفیت و دوام عالی (هد حرارتی ژاپنی)
- ✓ روش‌های مختلف گرفتن نوار ، اتوماتیک سه روش و دستی
- ✓ دارا بودن نرم افزار اتصال به کامپیوتر
- ✓ قابلیت اتصال به کی برد کامپیوتر برای تایپ اسان
- ✓ قابلیت حفظ و پخش اطلاعات تا یکصد نوار
- ✓ چاپ اتوماتیک تاریخ و زمان و پارامترهای: تعداد ضربان ، سرعت کاغذ و نوع فیلترها
- ✓ کنترل اتوماتیک **Baseline** برای جلوگیری از چاپ نامنظم نوار
- ✓ دارای فیلترهای تمام دیجیتال **AC** و **EMG**
- ✓ صفحه نمایشگر دو خط LCD جهت نمایش کار و موقعیت دستگاه
- ✓ صفحه کلید ساده و قابل فهم
- ✓ باطری قابل شارژ بادوام ساخت کارخانه **Moltech** انگلستان
- ✓ طراحی زیبا ، کوچک و سبک برای حمل آسان
- ✓ قابلیت انتخاب لیدهای مختلف و ترکیب های متفاوت
- ✓ قابلیت کار با کاغذ رول و **Z fold**
- ✓ صدای **QRS** و قابلیت حذف آن در منوی اصلی
- ✓ قابلیت انتخاب **Rhythm Lead**
- ✓ انتخاب مدت زمان چاپ اشتقاق ها
- ✓ نمایش شارژ و اتمام شارژ باطری
- ✓ اخطار نبود کاغذ ؛ اخطار قطعی لیدها
- ✓ برق و باطری و سیستم صرفه جویی برق